



# คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ

สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่

(Refrigerated centrifuge large up to 250 ml) ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R

รหัสเอกสาร WI-CTL-02  
เอกสารฉบับ  ควบคุม  ไม่ควบคุม  
สำเนาฉบับที่ .....  
วันที่ประกาศใช้ .....  
ฉบับแก้ไขครั้งที่ .....

	ผู้จัดทำ/แก้ไข	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
ลายเซ็น			
ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเนียรวรรณ มีเจริญ	รศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล	ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม
ตำแหน่ง	นักวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วันที่			



# คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

รหัสเอกสาร WI-CTL-02

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่ประกาศใช้

หน้าที่ 1 จาก 5

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ  
สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่

(Refrigerated centrifuge large up to 250 ml) ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R

## บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	หน้า	รายละเอียดการแก้ไข



## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ  
สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่

(Refrigerated centrifuge large up to 250 ml) ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวมาตรฐานในการใช้งานครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ (Refrigerated centrifuge large up to 250 ml) ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R ซึ่งเป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิที่มีความจุสูงสุดในการปั่นตัวอย่าง 3 ลิตร (750 x 4 ml) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและส่งเสริมให้ได้รับผลการทดลองวิจัยที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบำรุงรักษาอายุการใช้งานครุภัณฑ์ ประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานร่วมด้วย

### 2. ขอบเขต

คู่มือฉบับนี้ใช้ครอบคลุมตั้งแต่แนะนำเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัยของหน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

### 3. อ้างอิง

-

### 4. นิยาม

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ หมายถึง เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ (Refrigerated centrifuge large up to 250 ml) ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R ของหน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab)

### 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 เปิด Stabilizer หรือ UPS และเปิดสวิตช์ Power ที่ข้างเครื่อง (โดยฝาเครื่องจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ) (ภาพที่ 1)

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)


เรื่อง การใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ  
สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่

(Refrigerated centrifuge large up to 250 ml) ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R



ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่งสวิตช์เปิด-ปิด เครื่อง

5.2 ใส่ Rotor ที่ต้องการใช้ลงไปใน chamber จากนั้นขันน็อตให้แน่น (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการใส่ Rotor ลงใน chamber ของเครื่อง

5.3 ใส่ตัวอย่างที่ต้องการปั่นเหวี่ยงลงไปใน Rotor (ต้อง Balance สิ่งที่ปั่นทุกครั้ง โดยใช้เครื่องชั่ง Balance ที่จัดเตรียมไว้ให้) (ภาพที่ 3)

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ  
สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่

(Refrigerated centrifuge large up to 250 ml) ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R



ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งเครื่องซึ่งที่จัดเตรียมไว้ให้ทำสมดุล (Balance) ตัวอย่างก่อนนำลงเครื่องปั่นเหวี่ยง

5.4 ปิดฝาเครื่องโดยกดฝาลงไปอย่างเบามือ ซึ่งตัวเครื่องจะปิดให้เองอัตโนมัติ

5.5 ตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ในการ Run ตามความต้องการ (ภาพที่ 4) ดังนี้



ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่างเครื่องที่ใช้สำหรับการตั้งค่าในการปั่นเหวี่ยง

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ  
สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่

(Refrigerated centrifuge large up to 250 ml) ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R

5.5.1 ตั้งอุณหภูมิโดยกด temp  และเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ โดยกด  หรือ  (ถ้าเลือกอุณหภูมิต่ำจะต้องรอให้อุณหภูมิตัวเครื่องถึงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ก่อนเริ่มทำงาน)

5.5.2 ตั้งความเร็วรอบในการปั่น โดยกด speed  และเลือกความเร็วรอบที่ต้องการ โดยกด  หรือ  (ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน Rotor จากแบบ Swinging-Bucket เป็นแบบ Fixed-Angle จะต้องกด start ให้เครื่องทำงานก่อน 1 รอบ เพื่อตั้งความเร็วรอบในการปั่นที่สูงกว่าเดิมได้)

5.5.3 ตั้งเวลา โดยกด time  และเลือกเวลาที่ต้องการ โดยกด  หรือ 

5.6 ตรวจสอบว่าค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ถูกต้องและฝาเครื่องปิดสนิท จากนั้นให้กด start  รอจนกว่าเวลาที่ตั้งไว้จะเป็น 0 หรือถ้าต้องการหยุดการทำงานของเครื่องก่อนหมดเวลา ให้กด stop

 รอจน Rotor หยุดหมุน แล้วกด open  เพื่อเปิดฝาเครื่อง

5.7 เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ถอด Rotor ออก ทำความสะอาด Rotor และภายในตัวเครื่องให้เรียบร้อย

5.8 การปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  และปิดสวิตช์ Power ที่อยู่ข้างเครื่อง รอจนไฟสถานะสีแดงที่ปุ่ม  ดับลง ค่อยกดปิด Stabilizer หรือ UPS

## 6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

-

## 7. การจัดเก็บเอกสาร

-

## 8. ภาคผนวก

-