



# คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast (Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP

รหัสเอกสาร WI-CTL-05  
เอกสารฉบับ  ควบคุม  ไม่ควบคุม  
สำเนาฉบับที่ .....  
วันที่ประกาศใช้ .....  
ฉบับแก้ไขครั้งที่ .....

	ผู้จัดทำ/แก้ไข	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
ลายเซ็น			
ชื่อ-นามสกุล	นางสาวเนียรวรรณ มีเจริญ	รศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล	ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม
ตำแหน่ง	นักวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วันที่			



# คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

รหัสเอกสาร WI-CTL-05

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่ประกาศใช้

หน้าที่ 1 จาก 10

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast  
(Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP

### บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	หน้า	รายละเอียดการแก้ไข



## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast  
(Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวมาตรฐานในการใช้งานครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast (Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP ซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์หัวกลับเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เลี้ยงในภาชนะต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและส่งเสริมให้ได้รับผลการทดลองวิจัยที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบำรุงรักษาอายุการใช้งานครุภัณฑ์ ประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานร่วมด้วย

### 2. ขอบเขต

คู่มือฉบับนี้ใช้ครอบคลุมตั้งแต่แนะนำกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัยของหน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

### 3. อ้างอิง

-

### 4. นิยาม

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast หมายถึง ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast (Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP ของหน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab)

### 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### 5.1 ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast (ภาพที่ 1)

1. ปุ่มปรับตั้งศูนย์กลาง
2. แผ่นกันแสงรบกวน
3. แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ
4. จุดถือค้ำข้อต่อชุดถ่ายภาพ
5. ปุ่มเลือกทางเดินแสง
6. ปุ่มเลือก Mirror Unit
7. ปุ่มปรับภาพหายาบ
8. ปุ่มปรับภาพละเอียด
9. ปุ่มปรับตำแหน่งแกน Y
10. ปุ่มปรับตำแหน่งแกน X
11. ปุ่มปรับ Field Iris Diaphragm



## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast (Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP




ภาพที่ 2 แสดงตำแหน่งต่างๆ บนกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast

### 5.3 การเปิด-ปิดระบบแสงสว่างของกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast (ภาพที่ 3)

1. การเปิดระบบแสงสว่าง กดสวิตช์ (หมายเลข 1) ไฟที่ตำแหน่ง a จะติด
2. การปรับความสว่าง หมุนปุ่ม (หมายเลข 2) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความสว่าง หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความสว่าง
3. การปิดระบบแสงสว่าง กดสวิตช์ (หมายเลข 1) ไฟที่ตำแหน่ง a จะดับ

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)


เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast  
(Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP



ภาพที่ 3 แสดงปุ่มปรับแสงสว่างของกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast

### 5.4 การวางตัวอย่างและการปรับภาพชัด (ภาพที่ 4)

1. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับตำแหน่งของแป้นบรรจุเลนส์วัตถุให้อยู่ในระดับต่ำสุด
2. วางตัวอย่าง (ตำแหน่ง b) ลงบนแท่นวางตัวอย่าง (ตำแหน่ง a)




ภาพที่ 4 แสดงตำแหน่งที่ใช้วางสไลด์ตัวอย่างของกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast  
(Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP

3. ปรับปุ่มปรับตำแหน่งตัวอย่าง เพื่อให้ตัวอย่างตรงกับทางเดินแสง
4. หมุนแป้นบรรจุเลนส์วัตถุ ให้เลนส์ที่มีกำลังขยายต่ำที่สุดเข้าสู่ทางเดินแสง
5. หมุนปุ่มปรับภาพหยาดด้านขวา (ตำแหน่ง a) (ภาพที่ 5) ตามเข็มนาฬิกา เพื่อปรับตำแหน่งของแป้นบรรจุเลนส์วัตถุให้อยู่ในระดับสูงสุด จากนั้นปรับปุ่มปรับภาพหยาดทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับตำแหน่งของแป้นบรรจุเลนส์วัตถุลงมา มองภาพในเลนส์ตา ปรับจนได้ภาพชัด
6. หมุนแป้นบรรจุเลนส์วัตถุให้เลนส์ที่มีกำลังขยายที่ต้องการเข้าสู่ทางเดินแสง ปรับปุ่มปรับภาพหยาดหรือละเอียด (ตำแหน่ง b) จนได้ภาพชัด (ภาพที่ 5)




ภาพที่ 5 แสดงปุ่มปรับภาพหยาด (a) และปุ่มปรับภาพละเอียด (b)  
ของกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast

### 5.5 การใช้งาน Phase Contrast Slider (ภาพที่ 6)

1. สำหรับการใช้งานเทคนิค Bright Field เลื่อนตำแหน่งของ Slider ไปที่ตำแหน่งช่องว่าง
2. สำหรับการใช้งานเทคนิค Phase Contrast
  - ในกรณีที่ใช้ Slider รุ่น CKX3-SLP เลื่อนตำแหน่งของ Slider ไปที่ตำแหน่งตรงกลาง ซึ่งมี Ring Phase อยู่ หากเลนส์วัตถุเป็นชนิด IPC ผู้ใช้งานสามารถใช้งานร่วมกับ Ring Phase นี้ได้ทุกกำลังขยาย
  - ในกรณีที่ใช้ Slider รุ่น IX2-SL เลื่อนตำแหน่งของ Slider ให้ตรงกับกำลังขยายของเลนส์วัตถุที่ต้องการใช้งาน ดังนี้ 4X ใช้ PHL, 10-20X ใช้ PH1 และ 40X ใช้ PH2

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast  
(Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP



ภาพที่ 6 แสดงการใช้งาน Phase Contrast Slider ของกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast


### 5.6 การปรับชดเชยสายตา - Diopter Adjustment

เป็นการปรับระยะของเลนส์ตาให้เหมาะสมกับตาของผู้ใช้ ทำให้มองเห็นภาพใต้อกล้องจุลทรรศน์ชัดเจนขึ้น และสามารถลดอาการเมื่อยล้าทางสายตาได้

1. ปรับวงแหวนชดเชยสายตา (ตำแหน่ง b) (ภาพที่ 7) มาที่ตำแหน่ง 0 จากนั้นปรับระยะห่างระหว่างตาให้เหมาะสมกับผู้ใช้
2. นำตัวอย่างมาวางบนแท่นวางตัวอย่าง มองภาพใต้อกล้องผ่านเลนส์ตาข้างขวา ปรับภาพชัดด้วยการหมุนปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด
3. จากนั้นมองภาพใต้อกล้องผ่านเลนส์ตาข้างซ้าย ปรับภาพชัดด้วยการปรับวงแหวนชดเชยสายตาข้างซ้าย

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast  
(Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP



ภาพที่ 7 แสดงปุ่มปรับวงแหวนชดเชยสายตาของกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast


### 5.7 การปรับระยะห่างระหว่างตา - Interpupillary Adjustment

เป็นการปรับระยะของเลนส์ตาให้เหมาะสมกับตาของผู้ใช้ ทำให้มองเห็นภาพใต้อกล้องจุลทรรศน์เป็นภาพเดียว และสามารถลดอาการเมื่อยล้าทางสายตาได้

1. ปรับกระบอกตาตามทิศทาง (ตำแหน่ง a) (ภาพที่ 8) พร้อมทั้งมองภาพใต้อกล้องจุลทรรศน์ปรับระยะห่างให้เห็นภาพใต้อกล้องเป็นภาพเดียว ไม่เหลื่อมกัน
2. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าระยะห่างระหว่างตาได้จากขีดบริเวณกระบอกตาซ้าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับในการใช้งานครั้งต่อไป

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)


เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast (Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP



ภาพที่ 8 แสดงปุ่มปรับกระบอกตาของกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast

### 5.8 การใช้ขอบยางบังแสงสำหรับเลนส์ตา (ภาพที่ 9)

1. ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้สวมใส่แว่นตา สามารถพับขอบยางตามลูกศร เพื่อป้องกันแสงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่เลนส์ตา
2. ในกรณีที่ผู้ใช้สวมใส่แว่นตา พับขอบยางลง



ภาพที่ 9 แสดงขอบยางบังแสงสำหรับเลนส์ตาของกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast



## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์หัวกลับระบบ Phase contrast  
(Inverted Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CKX3-SLP

---

### 6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

-

### 7. การจัดเก็บเอกสาร

-

### 8. ภาคผนวก

-